

**République du Sénégal**  
**Ministère de la Santé et de la Prévention**  
**Réseau National de Laboratoires**

\* \* \* \* \*

# LE MICROSCOPE

*Bouso Niang*  
*Ingénieure BioMédicale, RNL*

**RESAOLAB**

Convention de Financement N°AFDCCZZ1838001CC



**RNL - FORMATION MICROSCOPIE**

# **OBJECTIFS**

- 1°) Définir la microscopie et le microscope**
- 2°) Décrire les différents types de microscope**
- 3°) Citer les différences entre microscope optique et microscope électronique**
- 4°) Décrire les éléments constitutifs du microscope optique à fond clair**
- 5°) Présenter le mode opératoire du M. optique**
- 6°) Décliner les principes de l'entretien général**

# INTRODUCTION

- \* **Microscopie** : ensemble des techniques d'imagerie des objets de petites dimensions.
- \* **Microscope** : outil de diagnostic indispensable (parasitologie, mycologie, histologie, bactériologie et hématologie).
- \* Echantillons préparés suivant des techniques pour mettre en évidence les détails que l'on souhaite observer.

# **TYPES DE MICROSCOPES**

- **MICROSCOPES OPTIQUES**
- **MICROSCOPES ELECTRONIQUES**

# MICROSCOPES OPTIQUES

TYPES	PARTICULARITES
Optique à fond clair	Structure interne des objets
Optique à fond noir	Echantillons non colorés, structures vivantes et en déplacement
Optique à fluorescence	Marquage et détection simultanée de structures et composés chimiques
Optique à contraste de phase	Mise en valeur des différences d'indices de réfraction et de contraste
Optique interférentiel	Exploitation des interférences de 2 faisceaux lumineux
Optique confocal	Image tridimensionnelle de l'objet
Optique polarisant	Polarisation de la lumière traversant l'échantillon
Optique inversé	Observation de cellules vivantes avec régulation du CO <sub>2</sub>
Séréomicroscope	Perception stéréoscopique (2 images pour chaque œil)

# MICROSCOPES ELECTRONIQUES

TYPES	PARTICULARITES
Electronique en transmission	Transmission image par faisceau d'électrons
Electronique à balayage	Production d'images par sondage de l'échantillon
Electronique par réflexion	Détection du faisceau réfléchi d'électrons
Electronique à balayage en transmission	Combinaison balayage et transmission

# **DIFFERENCES ENTRE MICROSCOPES OPTIQUES ET ELECTRONIQUES**

<b>MICROSCOPE OPTIQUE</b>	<b>MICROSCOPE ELECTRONIQUE</b>
<b>Technique simple</b>	<b>Technique complexe</b>
<b>Moins lourd</b>	<b>Sophistiqué</b>
<b>Plus répandu</b>	<b>Rare</b>
<b>Faisceau lumineux</b>	<b>Faisceau d'électrons</b>
<b>Lentilles en verre</b>	<b>Lentilles électrostatiques, magnétiques</b>
<b>Grossissement 2000 fois</b>	<b>Grossissement 2 000 000 fois</b>
<b>Résolution limite</b>	<b>Bonne résolution</b>

# **DESCRIPTION DU MICROSCOPE OPTIQUE A FOND CLAIR**

- **Parties optiques :** lentilles, filtres, prismes, condenseur
- **Parties mécaniques :** mises aux points
- **Parties électriques :** transformateur, source lumineuse
- **Parties électroniques :** appareil photo, enregistreur vidéo





**Photographie d'un microscope  
optique à fond clair**

- 01 - Oculaires**
- 02 - Tubes porte-oculaires réglables**
- 03- Tête binoculaire tournante**
- 04 - Vis de blocage de la tête binoculaire**
- 05 - Tourelle revolver porte-objectifs**
- 06 - Objectif (parafocalité de 45 mm)**
- 07 - Potence verticale**
- 08 - Platine avec chariot incorporé**
- 09 - Boutons de commande du chariot**
- 10 - Condenseur d'Abbe à 3 lentilles**
- 11 - Sous-platine mobile verticalement**
- 12 - Vis de fixation du condenseur**
- 13 - Vis de centrage du condenseur**
- 14 - Lentille escamotable**
- 15 - Réglage en hauteur du condenseur**
- 16 - Diaphragme d'ouverture**
- 17 - Porte-filtre escamotable**
- 19 - Interrupteur et réglage de la  
puissance de l'éclairage incorporé**
- 20 - Prise du cordon d'alimentation**
- 21 - Mise au point rapide bilatérale**
- 22 - Mise au point micrométrique bilatérale**
- 23 - Base du statif (contenant l'éclairage)**
- 24 - Collecteur avec diaphragme de champ**
- 25 - Cavité pour filtres**
- 26 - Chariot mobile**
- 27 - Écartement réglable des oculaires**
- 28 - Indicateur d'écartement interpupillaire**

❖ **Objectif** : ensemble de lentilles en verre formant une succession de dioptries



**Photographie d'un objectif**

**Exemple :**


**100 X / 1,25 oil  
160 / 0,17**

**Signifie :**

- grossissement = 100
- ouverture numérique = 1,25
- milieu d'immersion = huile
- longueur mécanique du tube = 160 mm
- épaisseur lamelle couvre-objet = 0,17 mm

**Objectifs secs : 4X, 10X, 20X, 40X (Air)**

**Objectifs humides : 60X, 100X (Immersion)**



❖ **Oculaire** : système optique, loupe perfectionnée fournissant une image à l'infini



Exemple :

**WF 10 X**  
**20 mm**

Signifie :

- **Grossissement = 10**
- **Distance focale = 20 mm**


**Photographie d'un oculaire**

❖ **Condenseur** : ensemble de lentilles de grande ouverture, concentre la lumière sur l'objet



**Photographie d'un condenseur**

❖ **Platine porte objet** : perpendiculaire à l'axe optique présente un orifice central permettant le passage des rayons lumineux



(1) déplacement (2) déplacement Y ; (3) platine ; (4) surplatine;  
(4) surplatine; (5) X ; vernier Y ; (6) vernier X

❖ **Tourelle porte-objectifs** : disque tournant à la partie inférieure du tube optique



**Photographie d'un revolver**

❖ **Commande de mise au point** : modifie la distance objectif – coupe microscopique



**Boutons coaxiaux de mises au point  
macro- (1) et micrométrique (2)**



❖ **Source lumineuse** : ampoule halogène produisant la lumière à travers un verre de protection



**Photographie d'ampoules**

# MICROSCOPE OPTIQUE A FLUORESCENCE



Photographie d'un microscope  
Optique à fluorescence




Schéma de filtrage

## **CONDITIONS POUR INSTALLATION MICROSCOPE OPTIQUE A FOND CLAIR**

- ✓ **Prise électrique compatible**
- ✓ **Pièce climatisée**
- ✓ **Surface plane, dure et stable**
- ✓ **Altitude : plus d'un mètre**
- ✓ **Placer loin des appareils vibrants**
- ✓ **Hors des jets d'eau et éclaboussures**

# **MODE OPERATOIRE MICROSCOPE OPTIQUE A FOND CLAIR**

- ✓ **Allumer : appuyer sur la molette**
- ✓ **Fixer l'échantillon sur la platine**
- ✓ **Engager l'objectif d'observation**
- ✓ **Faire les mises au point (rapide et fine)**
- ✓ **Ajuster la distance interpupillaire**
- ✓ **Ajuster l'ouverture numérique du diaphragme**
- ✓ **Commencer l'observation**
- ✓ **Eteindre après observation**
- ✓ **Nettoyer**

# **ATTITUDE DE L'OBSERVATEUR**

- ✓ **Bonne préparation de l'échantillon**
- ✓ **Libérer la paillasse de travail**
- ✓ **Réguler l'éclairage dans la pièce**
- ✓ **Position confortable**
- ✓ **Concentration parfaite**
- ✓ **Manipulation délicate : composants sensibles**
- ✓ **Lecture non hâtive**
- ✓ **Etre sensible aux détails**
- ✓ **Noter et calculer (s'il y a lieu)**

# **ENTRETIEN GENERAL**

- **Enlever la poussière des parties optiques**
- **Nettoyer la surface des lentilles**
- **Lubrifier les parties mécaniques**
- **Nettoyer le corps du microscope**
- **Eviter le développement de moisissures**
- **Enlever l'huile à immersion**
- **Faire attention aux réactifs corrosifs**
- **Eviter les empreintes de doigts**
- **Housser après usage**

# **MATERIEL NECESSAIRE**

- ✓ **Poire en caoutchouc, pinceau en poils de chameau, tissu non pelucheux**
- ✓ **Ether, xylène**
- ✓ **Huile fine de lubrification**
- ✓ **Solvant désinfectant : solution alcoolisée**
- ✓ **Dessiccateur : gel de silice**
- ✓ **Papier optique**
- ✓ **Housse pare poussière**

# GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
<b>Lampe non allumée</b>	ampoule grillée, câble non branché, fusible sauté	<b>Vérifier ces états</b>
<b>Lampe s'use vite</b>	Ampoule non conforme	<b>Remplacer l'ampoule</b>
<b>Champ d'observation sombre</b>	Objectif mal placé, condenseur trop bas, lentilles sales	<b>Engager l'objectif jusqu'au cran, remonter le condenseur, nettoyer les lentilles</b>
<b>Particules visibles dans le champ d'observation</b>	Parties optiques poussiéreuses	<b>Nettoyer les</b>
<b>Image flottante</b>	Condenseur trop bas, diaphragme faiblement ouvert	<b>Ajuster l'ouverture numérique suivant l'objectif choisi</b>
<b>Image floue</b>	Objectif mal placé, parties optiques-lame-lamelle sales, huile immersion non utilisée pour l'objectif humide, bulles d'air dans l'huile d'immersion	<b>Engager l'objectif jusqu'au cran, nettoyer, utiliser l'huile d'immersion, enlever les bulles d'air</b>



Problème	Causes possibles	Solution
<b>Partie de l'image flotte</b>	<b>Objectif mal placé, échantillon mal placé sur la platine</b>	<b>Engager l'objectif, immobiliser échantillon avec des pinces</b>
<b>Objectif puissant touche l'échantillon</b>	<b>Echantillon mobile</b>	<b>Recouvrir d'une lamelle</b>
<b>Mise au point rapide trop forte</b>	<b>Bouton trop serré</b>	<b>Desserrer</b>
<b>Focus impossible</b>	<b>Bouton de Pré-Focus trop bas</b>	<b>Remonter le</b>
<b>Vue avec les 2 yeux non uniforme</b>	<b>Distance interpupillaire mal ajustée, pas de compensation dioptrique, oculaires non assortis</b>	<b>Ajuster ces paramètres, utiliser des objectifs similaires</b>

# CONCLUSION

- \* **Pour un bon rendement optique**, le microscope doit toujours demeurer propre.
- \* **Parties optiques sensibles à la poussière** : doivent être nettoyées.
- \* **Parties mécaniques bloquées par encrassement** : doivent être lubrifiées.
- \* **Résultat microscopique fiable**  $\leftrightarrow$  **Netteté des images**  $\Rightarrow$  microscope bien entretenu + adéquate préparation de l'échantillon + bon utilisateur

# MERCI

